



Sonicare Airfloss HX8261/01 Philips

Merk: Philips
Model: HX8261/01



~~89,99€~~
89,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flosten, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden

Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

Richt. Druk. Schoon!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water voor een verfrissende reiniging, richt het apparaat en druk op de knop. Het reservoir is groot genoeg voor maximaal twee keer gebruiken.

Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.



Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

De Sonicare AirFloss spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Geleidetip voor juiste plaatsing

De slanke, gebogen spuitkop maakt het eenvoudig om het apparaat goed te plaatsen. Beweeg de spuitkop gewoon langs het tandvlees over het oppervlak van de tand tot de tip de ruimte tussen de tanden bereikt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Flosmethode	Water met lucht	Pulse-toets	
Fysieke kenmerken		Stroom	
Kleur	Wit	Batterij meegeleverd?	
Secundaire kleur	Groen	Batterijtechnologie	Lithium-ion
		Type	Batterij
		stroomvoorziening	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	VRIJ
8u30 tot 18u00	8u30 tot 18u00
DI	ZAT
8u30 tot 18u00	9u30 tot 18u00
WOE	ZON
8u30 tot 18u00	- GESLOTEN -
DO	
8u30 tot 18u00	